

10137

Inhalt: Eierfarben farblich sortiert. Jede Farbe reicht für ca. 10 Eier.
Speisefettsäuren, E 151 Brillantschwarz BN, Lactose.

Zutaten: Chinolingelb, E 122 Azorubin, E 470b Magnesiumsalze von
Milchzucker, E 132 Indigotin I, E 110 Gelborange S, E 104

Handhabung: Die Eierfarben jeweils getrennt mit zwei
Esslöffeln Essig in 1 Liter kochendem Wasser auflösen.
Die gekochten und noch heißen Eier werden in der
Farblösung bis zur gewünschten Farbtiefe (etwa 5 Min.)
gefärbt. Auf Küchenpapier trocknen lassen. Durch Abreiben
mit Fett erhalten die gefärbten Eier einen schönen Glanz.

Viele bunte Eier zum Osterfest



Frohe Ostern